

# Beckenmessgerät nach Pohlmann

Zur Überprüfung einer genauen Beinlänge / Beinlängendifferenz, bedarf es ein Gerät (Abb. 1 + 2), in dem die Messung im Stehen durchgeführt werden kann. Dabei ist es wichtig, dass der / die Betroffene mit gestreckten Beinen steht und die Messgabeln durch den Therapeuten auf den höchsten Punkt, der Crista iliaca, geschoben werden. Damit es durch das Hochdrücken des Unterhautgewebes nicht zu einem falschen Messergebnis kommt, muss beim Lösen der Griffhebel (Abb. 3) eine sofortige Arretierung stattfinden. Das Ergebnis (Abb. 4), ob funktionelle oder anatomische Beinlängendifferenz, ergibt sich durch die Therapie.

Als Ergänzung kann ein Galgen mit einem Lot (Abb. 5) auf das Messgerät montiert werden. Hierdurch können Abweichungen aus der Sagittal- und Frontalebene noch besser dargestellt werden und durch eine Fotoaufnahme demonstriert werden.

Maße:

Höhe: 1,60 m; Tiefe: 0,47 m;

Breite: Messgabeln eingefahren 1,10 m;

Messgabeln ausgefahren 1,60 m

Preis Gerät: 2.400,- € zzgl. MwSt.

Preis Galgen mit Lot: 165,- € zzgl. MwSt.

zzgl. Transport; alternativ Selbstabholung

Weitere Infos unter [www.pohlmann-physio.de](http://www.pohlmann-physio.de)

**Jetzt bestellen bei:**

Ernst Pohlmann

Praxis für Physiotherapie und Rehabilitation

Schulstraße 12 - 49419 Wagenfeld

Telefon 05444-9944966 - Fax 05444-366

[www.pohlmann-physio.de](http://www.pohlmann-physio.de)

E-Mail: [ernst.pohlmann@web.de](mailto:ernst.pohlmann@web.de)



Abb. 1: Frontalansicht



Abb. 2:  
Seitenansicht



Abb. 3:  
Messgabeln mit Arretierung



Abb. 5:  
Galgen  
mit Lot



Abb. 4: Messergebnis durch eine Schieblehre

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Gerät: \_\_\_\_\_ Galgen: \_\_\_\_\_

Selbstabholung  Lieferung erwünscht

